



SERVICE INFO



Zentrierstifte im Zweimassenschwungrad

Unterschiedliche Durchmesser

Hersteller: Jaguar
 Modell: S-Type
 Motor: 3,0 Liter Benzin
 LuK RepSet: 624 3803 09
 624 3803 33
 624 3806 09
 624 3806 33



Bild 1: Durchmesser der Zentrierstifte ermitteln

Bei dem aufgeführten Fahrzeugmodell können Zweimassenschwungräder (ZMS) mit unterschiedlichen Zentrierstiften eingebaut sein. Für die richtige Zuordnung des RepSets ist der Durchmesser der Zentrierstifte zu ermitteln.

Zentrierstift am ZMS	LuK RepSet
6 mm	624 3806 09 624 3806 33
10 mm	624 3803 09 624 3803 33

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

www.rexpert.de

Service-Center: 00800 1753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de

